


TREEDE MAXPOSITION BLADE (SIZE ADJUSTABLE)  
TREEDE MAXPOSITION BLATT (GRÖSSENVERSTELLBAR)



exemplary configuration  
Beispielkonfiguration



2/3

U.S. Pat. 11,806,003


	LENGTH x WIDTH LÄNGE x BREITE	SPREADING WIDTH SPREIZWEITE
MMZ-8	46 x 30 mm	D 40
MMZ-7	46 x 40 mm	D 60



cardian screw driver Torx LMT-4T required  
Kardianschraubendreher Torx LMT-4T erforderlich



BLADE GUIDE  
HAKENFÜHRUNG  
MRN-3



GUIDING CLAMP FOR ATRIAL BLADE AND RETAINER  
FÜHRUNGSKLEMME FÜR VORHOFHALTER UND NIEDERHALTER

MRU-9